

お客様各位

2016年10月25日

**アラム株式会社**

大阪市北区東天満 2-4-12

電話 06-6351-8860

## アラム シリコーン安全ピペッターのラベルデザイン変更に関するお知らせ

拝啓 貴社におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が製造・販売しています「アラム シリコーン安全ピペッター」に関しまして、この度ラベルのデザインを下記の通り一部変更させていただくことになりましたのでご連絡させていただきます。

お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、ご不明な点などございましたら、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

敬具

### 記

#### 【主な変更箇所】

JANコードおよびバーコードをラベルに表示いたします。

#### 【対象商品】

アラム シリコーン安全ピペッター 25ml (商品コード：4101-04)

アラム シリコーン安全ピペッター 50ml (商品コード：4101-05)

#### 【変更時期】

現在のラベルデザインの商品在庫が無くなり次第、変更させていただきます。

※ ラベルデザインの新旧対比は別紙をご参照下さい。

※ 製品自体の材質や仕様等に変更はございません。

以上

# 【別紙】ラベルデザイン新旧対比イメージ（参考資料）


## 【変更前】

品名	シリコーン安全ピペット
容量	
ロット番号	


材質：[本体部分] シリコーンゴム（日本製）  
[弁] フッ素樹脂 (PTFE)

〈注意事項〉

1. 球体部を指で押さえ込む時は、必ず弁 (A) を押さえ込み、球体内の空気が自由に移動できる状態にした後に球体部を押して下さい。  
弁 (A) を押さえ込まないまま、球体部に外圧を加えないで下さい。
2. 上部と下部を切り離し、洗浄した後、再接続して使用する場合、接続部 (B) の水分・汚れ等を完全に除去して接続部 (B) が強く固定されたのを確認した後、ご使用下さい。
3. ピペットを使用する場合、確実に取り付けたことを確認の上、ご使用下さい。
4. 廃棄する場合は産業廃棄物として処分して下さい。



外装はポリエチレンです。  
201401-5000-PP



## 【変更後】


### ● 25ml用

品名	シリコーン安全ピペット
容量	25ml
ロット番号	

材質：[本体部分] シリコーンゴム（日本製）  
[弁] フッ素樹脂 (PTFE)

〈注意事項〉

1. 球体部を指で押さえ込む時は、必ず弁 (A) を押さえ込み、球体内の空気が自由に移動できる状態にした後に球体部を押して下さい。  
弁 (A) を押さえ込まないまま、球体部に外圧を加えないで下さい。
2. 上部と下部を切り離し、洗浄した後、再接続して使用する場合、接続部 (B) の水分・汚れ等を完全に除去して接続部 (B) が強く固定されたのを確認した後、ご使用下さい。
3. ピペットを使用する場合、確実に取り付けたことを確認の上、ご使用下さい。
4. 廃棄する場合は産業廃棄物として処分して下さい。




外装はポリエチレンです。  
201609-2000-CN


### ● 50ml用

品名	シリコーン安全ピペット
容量	50ml
ロット番号	

材質：[本体部分] シリコーンゴム（日本製）  
[弁] フッ素樹脂 (PTFE)

〈注意事項〉

1. 球体部を指で押さえ込む時は、必ず弁 (A) を押さえ込み、球体内の空気が自由に移動できる状態にした後に球体部を押して下さい。  
弁 (A) を押さえ込まないまま、球体部に外圧を加えないで下さい。
2. 上部と下部を切り離し、洗浄した後、再接続して使用する場合、接続部 (B) の水分・汚れ等を完全に除去して接続部 (B) が強く固定されたのを確認した後、ご使用下さい。
3. ピペットを使用する場合、確実に取り付けたことを確認の上、ご使用下さい。
4. 廃棄する場合は産業廃棄物として処分して下さい。




外装はポリエチレンです。  
201609-4000-CN